

Systemvoraussetzungen pixel-fox® (v7)

Im folgenden finden Sie die Systemvoraussetzungen für den Einsatz von pixel-fox und der mitgelieferten Mikroskopkamera.

Systemvoraussetzungen:

- IBM-kompatibler PC mit Mehrkern-CPU
- 2 GB RAM Hauptspeicher
- Grafikkarte mit eigenem Speicher mind. 128 MB (kein shared memory) und DirectX auf Stand Juni 2010 (Empfehlung: aktuelle PCIeexpress Grafik-Karte von ATI oder NVIDIA)
- Mainboard mit voller USB 3.0 Unterstützung für volle Livebild Performance (ggf. entsprechende USB 3.0 Steckkarte nachrüsten)
- Betriebssystem: Windows 7, 8, 8.1 und 10

Hinweis: Während der Installation werden lokale Administrationsrechte benötigt. Die Benutzer brauchen volle Rechte im pixel-fox® Programmverzeichnis und im Registry-Zweig „Hkey_Current_User – Software – VB and VBA Program Settings“.



pixel-fox® Basis-Paket + Hardware-Lösung zum Vorteilspreis erhältlich

Irrtümer und Änderungen vorbehalten!

Stand: 1.3.2016

Kontakt:

dhs Dietermann & Heuser Solution GmbH
Herborner Str. 50
35753 Greifenstein-Beilstein (GERMANY)
eMail: support@pixel-fox.com
Internet: www.pixel-fox.com



pixel-fox®